

新型コロナウイルス(SARS-CoV-2) 抗原検出キット

本製品は研究用試薬です。
検出キットの判定結果は治療および診断
目的に
使用することができません。



C-Checker 1回分 3,000円(税別)

内容物

- テストカートリッジ 1個
- 展開液入り容器 1個
- 採取用スワブ 1個
- 使用方法説明書

使用方法 テストカートリッジ外袋表示
保存方法 直射日光を避け、4～30℃で保存

迅速かつ利便性の高いイムノクロマト法で
SARS-CoV-2抗原を検出します。

検出結果の判定

✓ 約10分で結果判定可能

✓ 咽頭や鼻咽頭または
鼻腔のぬぐい液に対応

✓ 目視判定で特別な機器不要

✓ CEマーク取得済

※CEマークはEU（欧州連合）加盟国の基準を満たすものに付けられる
マークです

約10分間静置し15分以内に結果を確認してください。

陽性

陰性

無効



重要な注意事項

本製品の陰性結果はSARS-CoV-2に感染している可能性を否定するものではありません。
検出キットの判定結果は治療および診断目的に使用することはできません。

測定原理 イムノクロマト法

製品名 新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）抗原検出キット

使用目的 咽頭、鼻咽頭、鼻腔のぬぐい液中の新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）抗原を検出する

判定時間 試料滴下後、約10分（15分以内に結果を確認）

貯蔵方法 4～30℃で保存

使用期限 テストカートリッジ外袋に表示（製造日から18カ月）

★お申込み 株式会社ベストワーク ベストツアー多摩
調布市国領町 3-3-20 よろずやビル 2階
TEL:042-480-2800 FAX:042-480-2821